

HEARTSAVE Y

ANVÄNDARVÄNLIG FÖR ALLA

Såväl utbildade som icke-utbildade användare kan enkelt förstå hur man använder HEARTSAVE. Korta och koncisa röstinstruktioner stödjer dig säkert under hela HLR-arbetet, med stöd av en metronom. Enheten avgör om en livräddande stöt krävs eller inte. Detta aktiveras endast av enheten om det verkligen är nödvändigt. Som användare är du därför alltid på den säkra sidan att ingen stöt kan utlösas av misstag.



BARNLÄGE

Med HEARTSAVE kan du behandla barn och vuxna utan att du behöver byta elektroder. Barnläget nås enkelt genom att trycka på BARNknappen.

ADAPTIVT LJUD

Detekterar bakgrundsbuller och justerar volymen automatiskt för att säkerställa tydliga anvisningar.

DUBBEL SPRÅKFUNKTION

HEARTSAVE går att beställa med upp till fyra språk. Språkinstruktionerna kan växlas under drift med hjälp av språkvalsknappen, vilket är användbart i områden med användare av olika nationaliteter som tex industri, flygplatser och offentliga miljöer.

SJÄLVTEST

För att alltid vara säker och pålitlig, utför HEARTSAVE ett omfattande självtest varje dag. Här kontrolleras AED:ns tekniska skick, batteriets återstående kapacitet och elektrodernas hållbarhet. Beredskap indikeras av ett klart och synligt "OK" som visas i displayen.

IP KLASS

Med IP-klass 55-märkning klarar HEARTSAVE även dammiga och fuktiga miljöer.

8-ÅRS GARANTI

Stöds av en 8-års fabriksgaranti.

BATTERI OCH ELEKTRODER

Batteri håller i 5 år och elektroder håller i 5 år.